

Fetal Doppler

FS 1000

- * Display FHR digital
- * Lámpara indicadora encendido
- * AC & Batería recargable
- * Rápida carga de batería
- * 2 horas de continuo trabajo
- * Sonido de alta calidad



*Designed for the utmost accuracy
and the maximum convenience of the user,
Biosys fetal doppler offers the unmatched quality and value.*

ESPECIFICACIONES FISICAS

Peso 2 Kgr Aprox

Dimensiones 232 mm (Alto) x 272 mm (Ancho) x 108 mm (Profundo)

Frecuencia Sonda 2.0 MHz

Intensidad del Ultrasonido
10 m W/ cm o menos

FHR 50 - 240 Bpm

Altavos 5 W

Micro 2 Inch x 5 inch , 40 hm

Alimentación

Tiempo de carga 8 horas
Tiempo aprox operatividad 2 horas
Tiempo de carga 8 horas

Accesorios incluidos

1 pote Gel
AC cable