

PC-60



- **Alarma falta batería.**
- **Fácil utilización única tecla de operaciones**
- **Modo de transmisión con autocalibración**
- **Desconexión automática a los 8 seg. de no utilización**
- **Barra pletismográfica , % SPO2, BPM ratio del pulso.**
- **Baterías 2 AAA alcalinas standard**
- **Pequeño y ligero (50 gr.)**



Cluster Medica

Especificaciones Técnicas

1.- Formato de pantalla : LCD Display

Spo2 Display : 70-99% en 2 digitos 7 segmentos

Ratio pulsátil: 30-240 LPM en 3 digitos y 7 segmentos

Barra pulsátil : 6 segmentos gráficos

Indicacione de batería baja : Segmento LCD

2.- Precisión de medición:

Spo2 display display 50%-99%

Resolución +/- 1%

Pulso

3.- Requisitos de potencia: 2 baterías alcalinas 1,5 V (AAA size)

Bateria Voltaje 2,6V-3,3V

4.- Consumo de potencia: <10mA

5.-Resolución : Spo2 : +/- 1% , Pulso ratio +/- 1bpm

6.- Interpretación de la medición en condiciones de flujo débil: La Oxihemoglobina y el valor pulsátil se puede mostrar correctamente si el rático pulsátil es como mínimo de 0,5%

7.-Capacidad de resistencia contra interferencias de la luz ambiente: La desviación entre el valor de la Oxihemoglobina calculada en un lugar con luz natural o con fuentes de luz y el calor calculado en una habitación oscura es menor que +/- 1%.

8.-Dimensiones : 66 x 36 x 33

9.- Peso 50gr.

DISTRIBUIDO POR :

